



Doppler Vascolare V2000 Nudo

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33123

EAN / GTIN 5060337640077

Confezione 1

DOPPLER VASCOLARE GIMA V2000 nudo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ultrasuoni - Frequenza: 2 o 5 o 8 MHz - Trasduttore: sonda a 2 cristalli banda stretta - Emissione: <math><15 \text{ mW/cm}^2</math> - Audio: 300 Hz - 4 KHz
- Comandi - Tasto: 1 tasto (per l'unità on/off) - Controllo: regolazione volume - Indicatori: batterie scricche LED giallo
- Alimentazione - Batteria 9 V alcalino manganese (non inclusa) - Vita batterie: >9 ore
- Uscite - Materiale: ABS / Noryl - Misure: 150 mm 75 mm - Peso: 299 g (compresa sonda) - Classificazione: Classe I Tipo B - IEC 60601-I - Produzione inglese - Garanzia: 1 anno

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12059005

EAN / GTIN

5060337640077

CODICE GEF

33123

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697