

GEF Medica

Bracciale Singolo 86x11 Cm Gamba M - Rosso - Autoclavabile

Codice GEF (SKU) 33137

Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione) • Autoclavabile (camera d'aria in gomma siliconica) • Bracciale singolo, anti pizzico - rosso • Misura: 86 x 11 cm • Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)
- Autoclavabile (camera d'aria in gomma siliconica)
- Bracciale singolo, anti pizzico - rosso
- Misura: 86 x 11 cm
- Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33137



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697