



Carrello per Codice 33138

Codice GEF (SKU) 33139

CARRELLO PER TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARRELLO PER TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33139



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697