



Bracciale Singolo 61x9 Cm Braccio L o Gamba S

Codice GEF (SKU) 33141

EAN / GTIN 8023279331417

Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pr

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)
- Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO₂)
- Bracciale singolo, anti pizzico
- Misura: 61 x 9 cm
- Taglia per braccio: L
- Taglia per coscia: S Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279331417

CODICE GEF

33141



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697