



Bracciale Singolo 90x12 Cm Gamba L

Codice GEF (SKU) **33144**

EAN / GTIN **8023279331448**

Bracciale singolo a cono, anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della m

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale singolo a cono, anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)
- Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO₂)
- Bracciale a cono singolo, anti pizzico
- Misura: 90 x 12 cm
- Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279331448

CODICE GEF

33144



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697