



## Bracciale Doppio 57x10 Cm Braccio M

Codice GEF (SKU) **33145**

EAN / GTIN **8023279331455**

Bracciale doppio anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pre

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale doppio anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)
- Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO<sub>2</sub>)
- Bracciale doppio anti pizzico
- Misura: 57 x 10 cm
- Taglia per braccio: M Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279331455**

CODICE GEF

**33145**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697