



## Bracciale Adulto Riester 57x9 Cm per 33150 - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 33148

EAN / GTIN 4045396013902

Confezione 1 pz.

Bracciale per adulti, di ricambio per Tourniquet pneumatico Riester (cod. 33150). Polmone latex free Misure: 57 x 9 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040185

EAN / GTIN

4045396013902

CODICE GEF

33148



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697