

GEF Medica

# Cosciale Riester 96x13 Cm per 33150 - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 33149

EAN / GTIN 4045396013919

Confezione 1 pz.

Cosciale di ricambio per Tourniquet pneumatico Riester (cod. 33150).  
Polmone latex free Misure: 96 x 13 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040185

EAN / GTIN

4045396013919

CODICE GEF

33149

ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697