



Turniquet Pneumatico Riester

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33150

EAN / GTIN 4045396007499

Confezione 1

Tourniquet pneumatico altamente affidabile, per la riduzione della circolazione sanguigna negli arti durante amputazione. Dotato di manometro ad alta precisione che garantisce misure accurate. Molto robusto, garantisce una lunga vita operativa al tourniquet. - pompa pressione in metallo resistente - lo sgonfiamento avviene in modo semplice tramite valvola di sfiato - manometro in metallo cromato con scala in alluminio di facile lettura sino a 700 mm Hg. Include 2 bracciali (bracciale superiore 57 x 9 cm e cosciale 96 x 13 cm) con pomoni latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12139006EAN / GTIN
4045396007499CODICE GEF
33150

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697