



## Bracciale Pediatrico per Codice 33150

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33151

EAN / GTIN 4045396013872

Confezione 1

Bracciale pediatrico per Tourniquet pneumatico Riester (cod. 33150).

Polmone latex free Misure: 38 x 8 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040185

EAN / GTIN

4045396013872

CODICE GEF

33151



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697