

GEF Medica

Bracciale Singolo a Cono 90 X 12 Cm

Codice GEF (SKU) 33161

Bracciale a cono singolo • Bracciale a cono singolo, standard • Misura: 90 x 12 cm • Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale a cono singolo
- Bracciale a cono singolo, standard
- Misura: 90 x 12 cm
- Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33161



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697