



## Ecg Cardiopocket

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33165

EAN / GTIN 8023279331653

Confezione 1

Rescue Sam è un defibrillatore esterno totalmente automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana. Caratteristiche tecniche - Modalità totalmente automatico - Forma d'onda BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata - Energia 200 J fissa - Controllo di carica automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica) - Tempo di ricarica < 8 secondi generalmente con batteria nuova - Vettore di erogazione scarica placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pediatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore - Istruzioni vocali I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso - Autotest automatici, inserimento batteria giornalieri - Batteria lunga durata Monouso 12Vdc 42 Ah, LiMnO2 - Capacità batteria 200 scariche o 4 ore di funzionamento - Registrazione eventi primi 60 minuti di ECG e eventi - Dimensioni - Peso 30 x 28 x 9 h cm - 2.3 kg con batteria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità: totalmente automatico
- Forma d'onda: BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata
- Energia: 200 J fissa
- Controllo di carica: automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
- Tempo di ricarica: < 8 secondi generalmente con batteria nuova
- Vettore di erogazione scarica: placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pediatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore
- Istruzioni vocali: I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso
- Autotest: automatici, inserimento batteria giornalieri
- Batteria lunga durata: Monouso 12Vdc 42 Ah, LiMnO2
- Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento
- Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG e eventi
- Dimensioni - Peso: 30 x 28 x 9 h cm - 2.3 kg con batteria

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II BCND  
Z12030599ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONEGEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)

EAN / GTIN

**8023279331653**

CODICE GEF

**33165**



info@gefmedica.it - Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

**info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)**