



MATITA DERMATOLOGICA colori misti

Codice GEF (SKU) **33178**

EAN / GTIN **8023279331783**

Confezione **1**

Speciali matite dermografiche utili per marcare la pelle e indicare le aree da trattare. Realizzate in legno di cedro con mina in cera. Colori misti: rosso, blu, bianco (2 pezzi cad.) Dimensioni: 175 x Ø 7 mm. Adatte in chirurgia generale, dermatologia, ortopedia, radiologia... Vendute non temperate in confezioni da 6 con 1 temperamatite incluso. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279331783

CODICE GEF

33178



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697