



PENNA DERMATOLOGICA sterile

Dispositivo medico

Classe I S

2 varianti

Codice GEF (SKU) 33183

EAN / GTIN 8023279331837

Confezione 1

PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta - sterile - conf. da 100
Penna dermatologica a doppia punta ideale per la chirurgia plastica.
Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso. Include, in aggiunta, un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim. punta: punta fine: 0,5mm / punta spessa: 1,0mm
- Diametro: 10,2 mm
- Lunghezza: 138,5 mm
- Colore inchiostro: viola
- Lavabile: no

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFEZIONE	EAN	CONFEZIONE
33183	33183	8023279331837	1
33184	33184	8023279331844	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

V9004

EAN / GTIN

8023279331837

CODICE GEF

33183



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697