

GEF Medica

ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR L snap

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33203

EAN / GTIN 05707480021840

Confezione 1

AMBU BLUE SENSOR L - gel liquido ad alta conduttività - combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine - materiale microporoso traspirante - connettore compensato unico - sensore Ag/AgCl di alta qualità Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi. Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice AMBU: L-00-S/25
- Descrizione: BLUE SENSOR L
- Applicazione: Lungo termine
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Microporoso
- Dimensioni (mm): 68,2 x 55
- Forma: Rotondo con compensatore
- Vita del prodotto* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: SNAP
- Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi.
- Confezionamento: 20 sacchetti da 25 pz. *Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

05707480021840

CODICE GEF

33203



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it