



## ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR VL snap

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33204

EAN / GTIN 05707480022250

Confezione 1

AMBU BLUE SENSOR VL - gel liquido ad alta conduttività - combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine - materiale microporoso traspirante - connettore compensato unico - sensore Ag/AgCl di alta qualità Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi. Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice AMBU: VL-00-S/25
- Descrizione: BLUE SENSOR VL
- Applicazione: Lungo termine
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Microporoso
- Dimensioni (mm): 72 x 68
- Forma: Rotondo con compensatore
- Vita del prodotto\* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: SNAP
- Minimo di vendita: Confezione da 25 pezzi.
- Confezionamento: 1 sacchetto da 25 pz. \*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

05707480022250

CODICE GEF

33204



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)