

GEF Medica

ECG E3 - 3 Canali con Display

Codice GEF (SKU) 33216

ECG A 3 CANALI E3 - monitor fino a 12 canali - Schermo LCD a colori 4,3" - Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni - Stampante termica - Alimentazione CA/CC - Batteria al litio ricaricabile integrata ad alta capacità - La carica della batteria consente l'esecuzione di 150 tracciati in modalità di registrazione continua. - Database integrato - La memoria integrata può contenere più di 1000 esami. - Processore di segnale digitale per filtro - Auto-misurazione, auto-analisi, auto-interpretazione - Software ECG-Synchronous con connessione USB al PC - Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, BG, YU, RU, KZ, CN - Software PC ECG-Synchronous: GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO Manuale: GB, FR, IT, ES La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale al PC, l'analisi e la diagnosi, la gestione e la stampa dei dati da remoto tramite il PC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ECG A 3 CANALI E3 - monitor fino a 12 canali
- Schermo LCD a colori 4,3"
- Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
- Stampante termica
- Alimentazione CA/CC
- Batteria al litio ricaricabile integrata ad alta capacità
- La carica della batteria consente l'esecuzione di 150 tracciati in modalità di registrazione continua.
- Database integrato
- La memoria integrata può contenere più di 1000 esami.
- Processore di segnale digitale per filtro
- Auto-misurazione, auto-analisi, auto-interpretazione
- Software ECG-Synchronous con connessione USB al PC
- Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, BG, YU, RU, KZ, CN
- Software PC ECG-Synchronous: GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO
- Manuale: GB, FR, IT, ES
- La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale al PC, l'analisi e la diagnosi, la gestione e la stampa dei dati da remoto tramite il PC.

CODICE GEF

33216



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it