



## ECG Contec 100G 1 canale con display

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33220

EAN / GTIN 6945040100072

Confezione 1

ECG A 1 CANALE 100G - Ampio display LCD per visualizzare forme d'onda e dati - Stampante termica a matrice ad alta risoluzione - Risposta in frequenza 150 Hz - Stampa in continuo della traccia ECG e delle annotazioni tra cui derivazione, sensibilità, velocità di stampa e stato del filtro - Il filtro digitale ad alta risoluzione impedisce la deviazione della linea di base senza alterare la forma d'onda dell'ECG

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di sicurezza: Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione)
- Derivazioni: 12 standard
- Frequenza di campionamento: 800 Hz
- Risposta in frequenza: 0,05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)
- Costante temporale: = 3,2s
- CMRR: >60dB
- Livello sonoro: <15 $\mu$ Vp-p
- Filtro interferenze EMG: 35Hz (-3dB)
- Filtro CA: 50Hz/60Hz (-20dB)
- Modalità registrazione: Stampante termica
- Tipo carta: 50mm x 20m
- Sensibilità: 5, 10, 20mm/mV
- Velocità di stampa: Registrazione automatica: cambio automatico delle derivazioni, Registrazione ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s, Registrazione manuale: 25 mm/s, 50 mm/s
- Alimentazione: CA 110-220V, 50/60 Hz
- CC - batteria al litio: 7,4V, 2500 mAh
- Fusibili: 2 pz. f5x20mm ritardo CA; T2A/250V (Alimentazione: 220 V)
- Dimensioni: 315 x 215 x 77 mm
- Peso netto: 1,5 kg

CLASSE DM

**Ila**

CND

**Z12050301**

EAN / GTIN

**6945040100072**

CODICE GEF

**33220**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)