



# ECG Contec 1200g 12 Canali Con Display

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33224

EAN / GTIN 6945040100492

Confezione 1

ECG CONTEC 1200G 12 canali con display

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità di ingresso: Protezione da fluttuazione e defibrillazione
- Canali: 12 canali standard
- Corrente di dispersione nel paziente: < 10  $\mu$ A
- Impedenza di ingresso: = 50 MO
- Frequenza di risposta: 0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB)
- Costante temporale: = 3,2 s
- CMRR: >60 dB, > 100 dB (con filtro aggiunto)
- Filtro di interferenza EMG 25/35 Hz (-3 dB)
- Carta termica: 210 mm x 20 m alta velocità
- Velocità carta: - Registrazione auto e ritmo: 25, 50 mm/s,  $\pm$ 5% - Registrazione manuale: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s,  $\pm$ 5%
- Selezioni di sensibilità: - 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV,  $\pm$ 5%. - Sensibilità standard 10 mm/mV  $\pm$ 0,2 mm/mV
- Registrazione automatica: impostazioni di registrazione basate sul metodo automatico con cambio autonomo dei canali, delle misure e delle analisi.
- Registrazione ritmo: impostazioni di registrazione basate sul formato di ritmo registrato, con misura e analisi automatiche
- Registrazione manuale: impostazioni di registrazione basate sul formato manuale, con cambio manuale dei canali
- Parametri di misurazione: Intervallo HR, P-R, durata P, durata QRS, durata T, intervallo Q-T, Q-Tc, Asse P, Asse, QRS, Asse T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
- Tipo di sicurezza del prodotto: Classe I CF protezione da defibrillazione e stimolazione
- Dimensione: 334 x 320 x 85 mm
- Alimentazione: - AC: 100-240 V, 50/60 Hz - DC:14,8 V, 3.700mAh batteria al litio ricaricabile

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12050301

EAN / GTIN

6945040100492

CODICE GEF

33224



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)