



BATTERIA RICARICABILE per 33223 fino a s/n 19120300473

Codice GEF (SKU) **33227**

EAN / GTIN **8023279332278**

Confezione **1**

Batteria ricaricabile per: • 33223 ECG 12 CANALI 1200G - Wi-Fi •
33224 ECG 12 CANALI 1212G

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279332278

CODICE GEF

33227



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697