



# ECG Cardiopocket 3 Canali Con Software

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33232

EAN / GTIN 8023279332322

Confezione 1

ECG CARDIPOCKET 3 canali con software

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: AC: 100-240 V, 50/60 Hz - DC 12V batteria ricaricabile al litio 2.000 mAh
- Livello di rumore: - =15  $\mu$ Vp-p - CMRR: >60 dB, >100 dB (con filtro aggiunto)
- Filtro EMG: - 25/35 Hz - Costante temporale: =3,2 s
- Frequenza di risposta: 0,05-150 Hz (-3 dB - 0,4 dB)
- Corrente di dispersione nel paziente: <10  $\mu$ A
- Registrazione carta: 50 mm x 20 m, carta termica a velocità elevata
- Velocità carta: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s  $\pm$ 5%
- Standard di sicurezza: IEC classe I, tipo CF a prova di defibrillazione
- Modalità input: protezione da fluttuazione e defibrillazione
- Corrente di circuito di ingresso: =0,1  $\mu$ A
- Impedenza di ingresso: =50 M  $\Omega$

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIa**CND  
**Z12050301**EAN / GTIN  
**8023279332322**CODICE GEF  
**33232**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697