

Batterie Li-ion Ricaricabile per 33232

Codice GEF (SKU) **33233**

EAN / GTIN **8023279332339**

Confezione **1 pz.**

Batteria ricaricabile Li-ion Accessorio/ricambio per: ECG
CARDIOPOCKET 3 canali (cod. 33232)

GEF Medica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279332339

CODICE GEF

33233



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697