



# ECG Cardionica a 1 Canale con Afib e Bluetooth

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33234

EAN / GTIN 8023279332346

Confezione 1

ECG CARDIONICA A 1 CANALE CON AFIB e BLUETOOTH

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Derivazioni: monoderivazione
- Freq. campionamento: 250 S/s
- Capacità di corrente: 210 mAh
- CMRR: 100 dB 50Hz
- Memoria: 100 ECG, 1 minuto ciascuno
- Batteria: 300 misurazioni o 2 anni
- Accelerometro: accelerometro triassiale
- LED: verdi, arancioni, rossi
- Protezione: alimentazione interna, tipo BF
- Impedenza ingresso: > 10 MOhm
- Alimentazione: batteria al litio 3V (CR2032)
- Dimensioni - peso: 57x37x15 mm - 20 g (batteria inclusa)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIa**CND  
**Z12050301**EAN / GTIN  
**8023279332346**CODICE GEF  
**33234**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697