



# CARDIONICA PATCH

## 13x4,5 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33235**EAN / GTIN **8052990322114**Confezione **1**

LETTRODO ECG RIUTILIZZABILE CARDIODOT 13x4,5 cm per Cardionica - conf. da 5 Ciascun elettrodo è applicabile per circa 30 volte.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C020501**

EAN / GTIN

**8052990322114**

CODICE GEF

**33235**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697