



# Monitor ECG Tascabile Pcecg-500

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33236

EAN / GTIN 6971049341291

Confezione 1

MONITOR ECG TASCABILE PCECG-500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo rilevamento picco-picco
- Intervallo misurazione: 30-300 bpm;  $\pm 1$  bpm
- Derivazioni: acquisizione sincrona e analisi 6/12 derivazioni
- Sensibilità: 2,5, 5, 10, 20 mm/Mv;  $\pm 5\%$
- Impedenza d'ingresso:  $\approx 50\text{MO}$  (10Hz)
- Campionamento frequenza: 2000 campioni/sec ; modalità: precampionamento, campionamento in tempo reale, campionamento periodico, campionamento trigger
- CMRR:  $\approx 100\text{dB}$  (filtro CA attivo)
- Risposta in frequenza: 0,05Hz-150Hz+0,4dB(-3,0dB), 10Hz
- Costante tempo:  $\approx 3,2\text{s}$
- Filtri:
- filtro CA 50Hz, 60Hz, disattivato
- filtro EMG (Elettromiografia) 25Hz, 35Hz, 45Hz, disattivato
- filtro ADS (Anti-Drift System) 0,05Hz, 0,32Hz, 0,67Hz
- filtro passa basso 75Hz, 100Hz, 150Hz, disattivato
- Velocità: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s;  $\pm 3\%$
- Alimentazione: batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 3,8V 6000mAh
- Tempo ricarica: 8 ore
- Schermo: schermo tattile LCD a colori 4,46", risoluzione 480x854 pixel
- Dimensioni - peso: 134x74x17 mm - 250 g (batteria inclusa)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**Z12050302**

EAN / GTIN

CODICE GEF



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)

6971049341291

33236

info@gefmedica.it - Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)