



Monitor ECG Portatile Duoek S

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33238

EAN / GTIN 6934440102175

Confezione 1

MONITOR ECG PORTATILE DUOEK S

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza ECG: registrazione da 30 secondi a 5 minuti
- Intervallo frequenza cardiaca: 30 - 250 bpm
- Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile (500 misurazioni)
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Schermo: schermo oLED 0,96"
- Connessione: connettore micro-USB
- Wireless: bluetooth 4.0 bLE
- Memoria integrata:
 - - 10 sessioni per ECG < 1 minuto
 - - 4 sessioni per ECG di 5 minuti
- Memoria su App: illimitata
- Dimensioni - peso: 92x32x8,2 mm - 26,8 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z1203020202EAN / GTIN
6934440102175CODICE GEF
33238

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697