



Cavo ECG per 33236 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **33242**

CAVO ECG per 33236 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAVO ECG per 33236 - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33242



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697