



ECG Palmare Cardio C - 3 Canali

Codice GEF (SKU) 33245

Piccolo, leggero e facile da trasportare - Un solo tasto per le misurazioni - Tracciato ECG chiaro con interpretazione dei risultati su display a colori TFT 3.5" - Fino a 19 tipi di analisi e referti - Memoria integrata molto grande: 24 ore di memoria per tracciati ad 1 canale e 8 ore di memoria per tracciati a 3 canali - Misurazioni rapide: con elettrodo integrato, sul palmo della mano, il torso o la gamba o tramite derivazioni esterne (funziona con elettrodi periferici e precordiali opzionali) - Gestione dei dati per rivedere o cancellare le registrazioni localmente o per scaricarle su PC Fornito con un software di lettura ECG, cavo USB, trasformatore, cavo ECG 4 PIN, 10 elettrodi monouso, manuale (GB, FR, IT, ES, DE, PT). Metodi di misurazioni ECG (diretto o con derivazioni): - Direttamente sulla gamba - Direttamente sul torso - Direttamente sul palmo o sul polso - Con derivazioni, elettrodi a pinza 33364 - Con derivazioni, elettrodi per torso 33327

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piccolo, leggero e facile da trasportare
- Un solo tasto per le misurazioni
- Tracciato ECG chiaro con interpretazione dei risultati su display a colori TFT 3.5"
- Fino a 19 tipi di analisi e referti
- Memoria integrata molto grande: 24 ore di memoria per tracciati ad 1 canale e 8 ore di memoria per tracciati a 3 canali
- Misurazioni rapide: con elettrodo integrato, sul palmo della mano, il torso o la gamba o tramite derivazioni esterne (funziona con elettrodi periferici e precordiali opzionali)
- Gestione dei dati per rivedere o cancellare le registrazioni localmente o per scaricarle su PC
- Fornito con un software di lettura ECG, cavo USB, trasformatore, cavo ECG 4 PIN, 10 elettrodi monouso, manuale (GB, FR, IT, ES, DE, PT).
- Metodi di misurazioni ECG (diretto o con derivazioni):
- Direttamente sulla gamba
- Direttamente sul torso
- Direttamente sul palmo o sul polso
- Con derivazioni, elettrodi a pinza 33364
- Con derivazioni, elettrodi per torso 33327

CODICE GEF

33245



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it