



ECG Palmare PM-10 Bluetooth

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **33246**EAN / GTIN **8023279332469**Confezione **1**

ECG PALMARE PM10 - con software e Bluetooth PM10 è un dispositivo ad uso domestico per monitorare i parametri ECG. Può aiutare a prevenire e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari. Presenta un design intuitivo e consente di seguire la gestione della salute da remoto tramite l'apposita applicazione; inizia automaticamente le misurazioni, memorizza l'ECG, carica i dati e scarica i risultati. Adatto per i pazienti con malattie croniche, in particolare con cardiopatia coronarica, diabete, ipertensione, miocardite, obesità, palpitazione e dispnea. Caratteristiche: display a colori 1,77" TFT-LCD test ECG rapido con un solo tocco risultati accurati possono essere ottenuti subito dopo la misurazione registrazione continua fino a 500 casi con batteria al litio ricaricabile inclusa in piena carica trasmissione Bluetooth i dati ECG possono essere salvati nella piattaforma cloud, per una memorizzazione e una consultazione rapida lo storico dei dati può essere stampato in qualsiasi momento per una diagnosi efficace Dimensioni: 100 x 45 x h 15 mm Peso: circa 60g Fornito con una borsetta, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT) e software CD per visualizzare i dati su PC.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z1203020202

EAN / GTIN

8023279332469

CODICE GEF

33246

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697