



ECG D-heart 8/12 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **33247**

EAN / GTIN **8023279332476**

Confezione **1**

D-Heart è un ECG a 8 o 12 canali per smartphone, che consente di acquisire in 12 secondi tracce ECG in qualsiasi luogo e condizione. - disegnato per tutti gli utenti, non occorre nessun background medico - affidabile clinicamente come un ECG ospedaliero - sistemi certificati per ottenere risultati perfetti - risultati condivisibili con il proprio cardiologo - servizio di telecardiologia 24/24 per 7 giorni, con sottoscrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Canali: 8 per uso del paziente, 12 per uso medico professionale
- Frequenza di registro: - acquisizione 640 hz / ch - trasmissioni 640 a 4 intervalli in media (160 hz / ch)
- Risoluzione a/d: 12 bit
- Range di misurazione: > ±5 mV
- Frequenza di risposta: 0,05 hz ~ 150 hz (-3 db)
- Velocità di registrazione: 25 mm/s (std) / 50 mm/s
- Lunghezza di acquisizione: da 12 a 60 s (8 canali) 12 s (12 canali)
- Filtri: - AC 50/60 hz (digitale) - Muscolare 25/40 hz (digitale) Smartphone e tablet testati e compatibili con il dispositivo D-Heart (dal 15/02/2021) iPhone iOS 12 a 14 (non compatibile iOS 13.4)
- iPhone SE, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS, XR, 11, 11Pro, 12, 12 Pro iPad
- iPad Mini
- iPad Pro Android Android 5.0 a 10.0 Smartphone
- Lenovo Moto G5
- Samsung A21s
- Samsung Galaxy J5, J6, J7, J8
- Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S9
- Huawei P9, P9 Plus, P10, P10 Plus, P20, P20 Plus
- LG G6, G7, K41s
- Google Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL
- Honor 8
- Xiaomi Mi 9T
- Redmi Note8T, Note9S
- Oppo A53s Tablet
- Samsung Tab A 2019
- Huawei Mediapad T3 10'
- Mediacom Smartpad 10'

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
Ila

CND
Z12059009

EAN / GTIN
8023279332476

CODICE GEF
33247



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it