



GEL DI CAVITAZIONE KONIX

Codice GEF (SKU) **33253**

EAN / GTIN **8683229603065**

Confezione **1**

GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE - Gel cosmetico gel - tubetto 250 ml - conf. da 40 Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro. Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8683229603065

CODICE GEF

33253



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697