



GEL DI CAVITAZIONE KONIX sacca da 5 litri

Codice GEF (SKU) **33256**

EAN / GTIN **8683229603089**

Confezione **1**

GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE - Gel cosmetico gel - sacca 5 l - conf. da 2 (include 1 bottiglia vuota da 250 ml e 1 beccuccio per ricarica) Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro. Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8683229603089

CODICE GEF

33256



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697