



GEL PER ECG - Tubetto Da 250 ML

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33266**EAN / GTIN **8698712450071**Confezione **1**

Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo.
Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo.
Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose.
Non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8698712450071

CODICE GEF

33266

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697