



Gel ECG - Sacca da 5 Litri

Codice GEF (SKU) **33267**

EAN / GTIN **8683229603072**

GEL ECG - 2 sacche da 5 lt (Include 1 flacone vuoto da 250 ml e 1 beccuccio per una facile ricarica) Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GEL ECG - 2 sacche da 5 lt (Include 1 flacone vuoto da 250 ml e 1 beccuccio per una facile ricarica) Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose. Non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8683229603072

CODICE GEF

33267



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697