



Gel Spray Per Ecg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33268

EAN / GTIN 8683229601382

Confezione 1

Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sforzo.

Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo.

Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose.

Non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8683229601382

CODICE GEF

33268



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697