



GEL ULTRASUONI TRASPARENTE

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) **33269**EAN / GTIN **8681715349695**Confezione **1**

GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni sterile - bustina 20 ml - trasparente - conf. da 48 lipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
33269	33269	8681715349695	1
33271	33271	8023279332711	1
33273	33273	8023279332735	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V9099

EAN / GTIN

8681715349695

CODICE GEF

33269

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697