



## Gel Ultrasuoni Trasparente - Flacone 60 ML

Codice GEF (SKU) **33270**

EAN / GTIN **8023279332704**

GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente - conf. da 12 Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corrett

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente - conf. da 12 Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279332704**

CODICE GEF

**33270**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697