



GEL ULTRASUONI BLU

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33272**EAN / GTIN **8023279332728**Confezione **1**

GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - blu - conf. da 40 Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279332728

CODICE GEF

33272

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697