



GEL ULTRASUONI BLU tanica 5 litri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33276**EAN / GTIN **8023279332766**Confezione **1**

GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni - tanica 5 l - blu - conf. da 2 (Include 2 bottiglie vuote da 250 ml) Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279332766

CODICE GEF

33276

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697