



POMPETTA DOSATORE PER TANICHE E SACCHE 5l

Codice GEF (SKU) 33283

EAN / GTIN 8023279332834

Confezione 1

Pompetta dosatore per taniche e sacche da 5 litri.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279332834

CODICE GEF

33283



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697