



GEL ULTRASUONI BLU sacca 5 litri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33286**

EAN / GTIN **8023279332865**

Confezione **1**

GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni - sacca 5 l - blu - conf. da 2 (include 1 bottiglia vuota da 250 ml e 1 beccuccio) Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279332865

CODICE GEF

33286



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697