



## GEL ULTRASUONI BLU bottiglia 1 litro

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33288**EAN / GTIN **8023279332889**Confezione **1**

GEL PER ULTRASUONI - Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - blu - conf. da 18 lpoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori. Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio. Privo di sale, formaldeide e fragranze.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8023279332889**

CODICE GEF

**33288**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697