



Elettrodi Foam 3M Red Dot

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 33290

EAN / GTIN 50707387789522

Confezione 1

ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in schiuma - Codice 3M: 2228 - Elettrodi 3M™ Red Dot™ - 3,71 x 3,25 cm - Scatola da 1.000 pezzi (20 buste da 50 pezzi) Il supporto adesivo in schiuma e il gel colloso brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
33290	2228	50707387789522	1
33292	2244	10707387789449	1
33293	2570	10707387789319	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

50707387789522

CODICE GEF

33290



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697