



# ELETTRODI FOAM 3M RED DOT 2228BA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33291**EAN / GTIN **54046719263511**Confezione **1**

ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in schiuma - Codice 3M: 2228BA - 3M™ Red Dot™ - 3,71 x 3,25 cm con adattatore 4 mm - Scatola da 800 pezzi (20 buste da 40 pezzi) Connessione a banana. Il supporto adesivo in schiuma e il gel collosivo brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Lo spessore consente l'applicazione rapida e il riempimento delle connessioni irregolari.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C020501**

EAN / GTIN

**54046719263511**

CODICE GEF

**33291**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697