



ELETTRODI TNT 3M RED DOT 2238 materiale morbido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33296

EAN / GTIN 50707387788846

Confezione 1

ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto - Codice 3M: 2238 - 3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm - tessuto morbido - conf. da 1.000 (20 buste da 50 pezzi) Elettrodo di monitoraggio in stoffa con gel solido e linguetta sollevabile. Traspirante, flessibile e conformabile, delicato sulla cute, confortevole per il paziente. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

50707387788846

CODICE GEF

33296



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697