



ELETTRODI TNT 3M RED DOT 2239 microforati

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33297

EAN / GTIN 50707387788853

Confezione 1

ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto - Codice 3M di riferimento: 2239 - Misure: Ø 6 cm - Elettrodo di monitoraggio con supporto in micropore. Utilizzabile per 3 giorni. - 20 sacchetti da 50 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

50707387788853

CODICE GEF

33297



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697