



ELETTRODI 3M RED DOT 2248-50

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33299

EAN / GTIN 10707387789258

Confezione 1

ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Pediatric Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto - Codice 3M di riferimento: 2248-50 - Misure: Ø 4,5 cm - Elettrodo pediatrico di monitoraggio con supporto in micropore.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

10707387789258

CODICE GEF

33299



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697