



ECG Veterinaria Ve-300 3 Canali

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 33306

EAN / GTIN 6944413800526

Confezione 1

ECG VETERINARIA VE-300 3 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Derivazioni: standard 12 canali
- Metodo acquisizione: 12 canali simultaneamente
- Risposta in frequenza: 0,05 Hz ~ 150 Hz
- Sensibilità: 2,5, 5, 10, 20 (mm/mV)
- Impedenza in ingresso: >50 MO (10 Hz)
- Filtri: Filtro EMG 25/35/45Hz / spento
- Filtro:
 - - Filtro DFT 0,05/0,15/0,25/ 0,32/0,5/0,67 Hz
 - - Filtro passa basso 150/100/75 Hz
 - - Filtro AC on/off
- Modalità di registrazione: Auto/manuale/ritmo/OFF/USBPRT
- Standard di sicurezza: IEC I/CF
- Alimentazione: AC: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz
- Batteria integrata ricaricabile al litio 14,8 V Più di 6,5 ore, in funzionamento continuo alimentato da batteria
- Carta termica: 80 mm x 20 m
- Velocità di stampa 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s ($\pm 3\%$)
- Dimensioni: 300 x 260 x 75 mm
- Peso: 2,5 kg (batteria inclusa)
- Schermo: LCD 192 x 64 pixel
- Ingresso/uscita esterne
 - - Ingresso: =100 kO; Sensibilità: 10 mm/V $\pm 5\%$
 - - Uscita: =100 kO; Sensibilità: 1 mm/V $\pm 5\%$
 - - Interfaccia di comunicazione: Ethernet, RS232, USB

CLASSE DM

n/d

EAN / GTIN

6944413800526

CODICE GEF

33306



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it