



ELETTRODO MONOUSO FOAM CON CONNESSIONE SNAP DECENTRATA 42mm rotondo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33308

EAN / GTIN 8054953341231

Confezione 1

ELETTRODI MONOUSO CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO
Codice FIAB: F2017P Materiale: Schiuma PE Dimensioni: 42 mm Gel:
Liquido Paziente: Pediatrico Minimo vendita: conf. da 1.000 (20 buste
da 50) Applicazione monitoraggio a breve, medio e lungo termine,
registrazione ECG sotto sforzo e holter Tutti gli elettrodi hanno sensori
in cloruro di argento

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054953341231

CODICE GEF

33308



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697