



ELETTRODO MONOUSO PE-FOAM 28-44mm rettangolare

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33311

EAN / GTIN 8054953342191

Confezione 1

ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9046 •
Materiale: Schiuma - PE • Dimensione: Ø 28x44 mm • Gel: Solido •
Forma: Rettang. • Connessione: Snap • Paziente: Adulto, Pediatrico •
Applicazione: ECG a riposo, sotto sforzo, holter • Minimo di vendita:
Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

8054953342191

CODICE GEF

33311



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697